

# CARTUCCIA FILTRANTE GIPURE

## CARTUCCIA GIPURE PER LEGIONELLA

SISTEMA DI PREVENZIONE LEGIONELLA  
ADATTABILE SU TUTTI I RIUNITI DENTALI



Specifiche	
Materiale	PVC-U
Massima temperatura dell'acqua	40°C
Minima / Massima pressione dell'acqua	2 bar / 6 bar
Durata filtro	14 mesi
Riduzione batterica	99,9999% (log 6)
Riduzione di virus	99,99% (log 4)
Tipo di filtrazione	Ultrafiltrazione
Membrana superficiale	0,18 m <sup>2</sup>
Tipo di membrana	Multibore membrane
Grandezza pori membrana	0,015µm

**AVVERTENZE: Si consiglia di montare un prefiltro da 50/100 µm tra la cartuccia e l'acqua in entrata.**

Art. nr.	Descrizione	Conessioni (BSP)		*Capacità	Dimensioni AxLxD (mm)
		A	B		
50016	Cartuccia Gipure	3/8"	3/8"	3,5 L/m	244x88x61

### Linee guida per la prevenzione della Legionellosi.

Il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato le nuove linee guida sul rischio legionellosi nei luoghi di lavoro: ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)). Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008, il titolare ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure di protezione e prevenzione per ridurre il rischio legionellosi. Per il settore odontoiatrico il rischio riguarda soprattutto l'acqua al riunito, che deve essere filtrata e disinfettata in modo da eliminare i microrganismi provenienti dalla rete idrica, per evitare il rischio di esposizione a potenziali patogeni e creare un ambiente di lavoro sicuro. Per ridurre l'esposizione del paziente e degli operatori ad aerosol potenzialmente contaminati, si raccomanda di installare filtri (< 0,2 µm) in grado di trattenere i microrganismi provenienti dalla rete idrica.

